

MODELHA



DENSIFY II

LOW CROSS-LINKED HA





○ Full face, cuello
y escote

○ Manos

○ Íntimo



DENSIFY II


LOW CROSS-LINKED HA



25 MG/ML
2.5 MDa + 1.5 MDa CROSS-LINKED
12% AH LIBRE
BDDE <0.1 PPM

Ácido Hialurónico reabsorbible, de baja reticulación, que permite la corrección volumétrica y la reestructuración y regeneración de los tejidos. Mejora la elasticidad, hidratación, firmeza de la piel y estimulación y restaura los tejidos.

PLANO DE INYECCIÓN DÉRMICO



Áreas de inyección

- Full face
- Código de barras
- Manos
- Cuello y escote
- Caras internas
- Vaginal externo

Características

VOLUMINIZANTE
HIDRATANTE
CORRECCIÓN FISIOLÓGICA
REGENERANTE
G'=30 PA | G''=10 PA

