


MODELHA



VOLUME

HIGH CROSS-LINKED HA





○ Zona cigomática
y pómulos

○ Arco mandibular

○ Mentón



VOLUME

HIGH CROSS-LINKED HA




25 MG/ML
2,5 MDa + 1,5 MDa CROSS-LINKED
4% AH LIBRE
BDDE <0,1 PPM

Ácido Hialurónico reabsorbible, altamente reticulado que, gracias al proceso innovador de fabricación y la alta pureza de la materia prima, conseguimos una proyección de los volúmenes armoniosos con la fisionomía natural del rostro.

Áreas de inyección

- Pómulos
- Zona cigomática
- Surco nasogeniano
- Arco mandibular
- Mentoplastia

PLANO DE INYECCIÓN HIPODÉRMICO / SUPRAPERIOSTIO



Características

PROYECCIÓN DE VOLÚMENES

**CORRECCIONES
 PROFUNDAS DEL ROSTRO**

G'=200 PA | G''=40 PA

