
LIFTING

L A S E R

Lifting Laser

Un láser para endolifting y lipólisis láser de última generación.

¿Qué es la tecnología *Lifting Laser*?

Lifting Láser (980nm+1470nm) es un láser de última generación para realizar **endolifting** y **lipólisis**, diseñada para ofrecer resultados notables en rejuvenecimiento facial y corporal sin necesidad de cirugía.

Este procedimiento ofrece una alternativa menos invasiva al lifting quirúrgico tradicional, con resultados prometedores y un tiempo de recuperación reducido.

¿Cómo trabaja?

La plataforma utiliza una fibra óptica de láser de diodo que se introduce bajo la piel a través de microincisiones que emite energía láser para calentar de manera controlada el tejido subcutáneo. Este calor provoca un doble efecto: por un lado, tensa y reafirma la piel, y, por otro, induce la lipólisis, es decir, la eliminación de pequeños cúmulos de grasa.

Lifting Laser cuenta con dos longitudes de onda que actúan directamente sobre la piel, el colágeno y la grasa subcutánea, brindando una mejora visible en la **firmeza y textura**. Lifting Láser también cuenta con una pieza de mano láser diodo de 630nm.

El endolifting (lifting láser endoscópico), representa un avance significativo en los tratamientos estéticos para el rejuvenecimiento de la piel.



Lifting Laser

Un láser para endolifting y lipólisis láser de última generación.

¿Cuáles son sus beneficios?

- Rejuvenecimiento facial: Reducción de arrugas, flacidez y líneas de expresión.
- Mejora del tono y la elasticidad de la piel.
- Reducción de grasa localizada: El láser estimula la reducción de adipocitos (células grasas) y mejora la contorno facial y corporal.
- Estiramiento no invasivo: Efecto lifting inmediato, con un resultado progresivo que mejora con el tiempo.
- Mejora de la piel en cuerpo y rostro: Tratamiento de la flacidez de brazos, abdomen, muslos y otras zonas donde se desea tensar la piel

¿Qué diferencia este tratamiento de un lifting normal?

Principalmente se diferencia en su nivel de invasividad y mecanismo de acción. Mientras que un lifting quirúrgico implica cortes, suturas y una recuperación más larga y dolorosa, el endolifting se realiza sin necesidad de incisiones grandes, lo que reduce significativamente el riesgo de cicatrices y complicaciones postoperatorias.

Además, estimula la producción de colágeno y la remodelación del tejido desde el interior, lo que lleva a resultados que se ven naturales y progresivos.

¿Cuáles son sus resultados?

Los resultados son progresivos y pueden comenzar a ser visibles poco después del tratamiento, con mejoras continuas durante varios meses a medida que el colágeno se remodela y madura. Los pacientes pueden ver una piel más firme, un contorno facial más definido y una reducción en la flacidez de la piel.



Lifting Laser

Un láser para endolifting y lipólisis láser de última generación.

¿En qué zonas se puede utilizar?

Esta técnica puede ser aplicada en varias áreas del cuerpo como la cara, cuello, brazos, abdomen y piernas.

Además es muy efectivo en el tercio medio e inferior del rostro, zonas donde la piel tiende a perder firmeza con el paso del tiempo. También puede ser utilizado para tratar cicatrices de acné adheridas, ayudando a mejorar la textura y apariencia de la piel afectada.

¿En qué casos es recomendable?


Es ideal para pacientes jóvenes o aquellos con flacidez leve, moderada o grasa acumulada en las siguientes regiones:

- Cejas: útil en casos de descenso natural o posición baja congénita
- Mejillas y mandíbula: mejora la firmeza y definición de estas áreas
- Cuello: recomendado para reducir flacidez o eliminar acúmulos de grasa

Recuperación post tratamiento

La recuperación tras el tratamiento es rápida y sencilla. Los pacientes pueden experimentar algo de inflamación, edema o hinchazón en la zona tratada que desaparece en pocos días.

Es posible retomar las actividades cotidianas a los dos o tres días del tratamiento y los resultados se verán por completo a partir de los tres meses del tratamiento, tiempo que tarda en realizarse una regeneración de tejidos.




Lifting Laser

Un láser para endolifting y lipólisis láser de última generación.

Algunos de sus highlights:

- Lifting Láser integra 2 tecnologías en una sola fibra óptica de 980nm+1470nm y una pieza de láser diodo de 630nm.
- Fibra óptica subdérmica: cuenta con 2 calibres de fibra óptica subdérmica 200, 400, 600, 800 y 1000nm el láser de forma precisa en las capas profundas de la piel.
- Sistemas de control: Interfaz avanzada para ajustar la intensidad del láser, permitiendo personalizar el tratamiento según las necesidades del paciente o zona.
- Accesorios de tratamiento: Incluye piezas de repuesto y adaptadores para facilitar el uso y la versatilidad del equipo.
- Pantalla Led: pantalla a color táctil en donde puedes ingresar la longitud de onda y parámetros específicos por zona y por tipo de paciente.

Piezas que incluye la plataforma:



Pelador fibra
óptica

Pluma de corte
de silicio


Fibra óptica

Llave de inicio

Mango de
corte

Mango para
lipólisis


Cánulas para
succión y guía




Lifting Laser

Un láser para endolifting y lipólisis láser de última generación.

Funcionamiento de la plataforma:



El pico de potencia es la potencia máxima de salida cuando el láser se emite y el rango va de 0W a 30W para 980nm láser y 0W a 20W para 1470nm láser, con un ajuste de 0.1W. Cuando ambos láseres de dos longitudes de onda están habilitados, la potencia se puede ajustar de 0.5W a 50W, y mismo paso de ajuste. Pulsando los botones «+» y «-», puede ajustar la potencia de salida del láser cómodamente.




Parámetros de la plataforma: ajustables



Lifting Laser

Un láser para endolifting y lipólisis láser de última generación.



Lifting Laser

Un láser para endolifting y lipólisis láser de última generación.

